

Каталог продукции для урологии **AMS (США).**

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНДОФАЛЛОПРОТЕЗЫ

**ИСКУССТВЕННЫЙ СФИНКТЕР МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ**

**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ**

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНДОФАЛЛОПРОТЕЗЫ

SINCE 1973
40 YEARS
PENILE PROSTHESIS
LEADERSHIP
AMS
OF MEDICAL SOLUTIONS

SPECTRA™ (СПЕКТРА)

Однокомпонентный эндофаллопротез



- Однокомпонентный полуригидный (пластический) эндофаллопротез уникальной конструкции с беспрецедентным удержанием формы.
- Долговечность использования.

Состав набора:

- цилиндры (на операцию предоставляются все варианты размеров)
- колпачки-экстендеры длиной 0,5-6 см.

Диаметр	Длина
9,5 мм	12 см
	16 см
	20 см
12 мм	12 см
	16 см
	20 см
14 мм	12 см
	16 см
	20 см

AMBICOR™ (АМБИКОР)

Двухкомпонентный эндофаллопротез



- Не требует имплантации резервуара (резервуар встроен в цилиндры).
- Прост в управлении - для сжатия достаточно согнуть цилиндры и удержать в течение 5-7 сек.
- Не требует интраоперационного наполнения - все компоненты протеза поставляются наполненными и готовыми для имплантации.

Состав набора:

- цилиндры, подсоединённые к помпе (на операцию предоставляются все варианты размеров)
- колпачки-экстендеры длиной 0,5-3 см.

Диаметр	Длина
12,5 мм	14 см
	16 см
	18 см
14 мм	16 см
	18 см
	20 см

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНДОФАЛЛОПРОТЕЗЫ

SINCE 1973
40 YEARS
PENILE PROSTHESIS
LEADERSHIP
AMS
AMSTERDAM UROLOGICAL SYSTEMS

AMS 700™ CX

Трёхкомпонентный эндофаллопротез



- Трёхслойные цилиндры, с увеличением в диаметре (при накачивании увеличиваются с 12 мм до 18 мм) - контролируемое расширение, мягкость и незаметность цилиндров в скатанном состоянии.
- Помпа однократного нажатия MS-Pump™ .
- Покрытие Parylene™ увеличивает срок службы протеза.
- Антибактериальное покрытие Inhibizone™ значительно снижает риск возникновения перипротезной

Состав набора:

- цилиндры соединённые с помпой (на операцию предоставляются все варианты размеров)
- резервуар (на операцию предоставляются все варианты размеров)
- набор аксессуаров
- колпачки-экстендеры длиной 0,5-6 см.

	Длина цилиндров	Объём резервуара (рекомендуемый)
AMS 700 CX (без а/б покрытия**)	12 см	65 мл
	15 см	65 мл
	18 см	65 мл
	21 см	100 мл
AMS 700 CX IZ (с а/б покрытием**)	12 см	65 мл
	15 см	65 мл
	18 см	65 мл
	21 см	100 мл

**Антибактериальное покрытие Inhibizone™

AMS 700™ LGX

Трёхкомпонентный эндофаллопротез



- Трёхслойные цилиндры, с увеличением и **В ДЛИНУ** (при накачивании увеличиваются на **15-20%**) и в диаметре (при накачивании увеличиваются с 12 мм до 18 мм) - контролируемое расширение, мягкость и незаметность цилиндров в скатанном состоянии.
- Помпа однократного нажатия MS-Pump™ .
- Покрытие Parylene™ увеличивает срок службы протеза.
- Антибактериальное покрытие Inhibizone™ значительно снижает риск возникновения перипротезной инфекции.

Состав набора:

- цилиндры соединённые с помпой (на операцию предоставляются все варианты размеров)
- резервуар (на операцию предоставляются все варианты размеров)
- набор аксессуаров
- колпачки-экстендеры длиной 0,5-6 см.

	Длина цилиндров	Объём резервуара (рекомендуемый)
AMS 700 LGX (без а/б покрытия**)	12 см	65 мл
	15 см	65 мл
	18 см	100 мл
	21 см	100 мл
AMS 700 LGX IZ (с а/б покрытием**)	12 см	65 мл
	15 см	65 мл
	18 см	100 мл
	21 см	100 мл

**Антибактериальное покрытие Inhibizone™

ИСКУССТВЕННЫЙ СФИНКТЕР МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ



AMS 800™

Искусственный сфинктер мочевого пузыря



- Предназначен для лечения недержания мочи у мужчин средней и тяжёлой степени выраженности.
- Более 40 лет успешного применения.
- Более 150 000 имплантаций, проведённых более чем в 60 странах мира.
- «Золотой стандарт» лечения тотального недержания мочи.

Состав набора:


- окклюзионная манжета
(на операцию предоставляются все варианты размеров)
- баллон-регулятор давления
- помпа
- набор аксессуаров

	Длина манжеты
	3,5 см
AMS 800	4,0 см
(без а/б покрытия**)	4,5 см
	5,0 см
	5,5 см
	3,5 см
AMS 800	4,0 см
(с а/б покрытием**)	4,5 см
	5,0 см
	5,5 см

**Антибактериальное покрытие Inhibizone™

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Ретрактор SKW™



Набор может применяться при урологических и гинекологических операциях: эндофаллопротезирование, имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря, слинговых операциях у женщин и мужчин, пластических операциях в гинекологии и урологии, реконструкции тазового дна у женщин, влагалищных гистерэктомиях и других.

Состав набора:

- 1 ретрактор-восьмёрка
- набор стальных крючков на эластичных шнурах: 7 тупых, 1 острый
- 2 жёстких пластиковых крючка "baby deavor"

Однократного применения.

Диляторы



Диляторы для бужирования кавернозных тел при эндофаллопротезировании. Разработаны специально для эндофаллопротезирования. Применяются также для измерения кавернозных тел. Поставляются в двух вариантах - 2 pack, 4 pack

Состав набора	
2 pack	дилятатор 9/10 дилятатор 11/12
4 pack	дилятатор 9/10 дилятатор 11/12 дилятатор 13/14 дилятатор 15/16